

# 研究者応援 キャンペーン

期間：2021.07.01～2022.03.31

ゼータ電位・粒径測定装置  
ZEECOM

## ZEECOM ZC-M1 アカデミック特価

### マニュアル型 ZEECOM ZC-M1シリーズ

ZEECOMは、顕微鏡観察と画像解析で微粒子の性状を評価する分析装置です。ZC-M1シリーズはマニュアル操作を主体とした研究者向けのエントリーモデルとして開発されました。

顕微鏡  
観察

+

画像  
解析



ゼータ電位  
粒径分布



ZEECOM ZC-M1

- ▶ コンパクト設計の微粒子解析装置
- ▶ ナノからマイクロまで幅広く観察可能
- ▶ 顕微鏡のマニュアル操作で感覚的に扱える
- ▶ 動画のキャプチャーも可能

#### 粒径計測専用機が新登場！



#### 「見える粒子計測」で粒径分布測定

JIS規格対応製品：JIS Z 8829「粒子径解析-粒子軌跡解析（PTA）法」

~~¥5,000,000~~

➔ **¥3,500,000**

ゼータ電位と粒径分布に対応した両機能型は、よりお買い得価格でご提供しています。

・製品の仕様その他詳細は弊社またはお近くのディーラー様へお問い合わせください。



未知への挑戦

株式会社 **マイクロテック・ニチオン**

(本社 営業部) 〒274-0074 千葉県船橋市滝台 2-16-5  
URL <http://nition.com/> E-mail: [microtec@nition.com](mailto:microtec@nition.com)  
TEL: (代表) 047-466-8186 FAX: 047-466-8190